

# RAÇÃO CODORNA POSTURA E



**204-E**

**INDICAÇÃO DE USO:**

Alimentar codornas na fase de postura e reprodução.

**MODO DE USAR:**

Fornecer à vontade, diretamente em comedouros.

**NÍVEIS DE GARANTIA:**

|                 |       |          |       |
|-----------------|-------|----------|-------|
| Umidade         | (máx) | 130,00   | g/kg  |
| Proteína Bruta  | (mín) | 225,00   | g/kg  |
| Extrato Etéreo  | (mín) | 50,00    | g/kg  |
| Fibra Bruta     | (máx) | 40,00    | g/kg  |
| Matéria Mineral | (máx) | 130,00   | g/kg  |
| Cálcio          | (máx) | 38,00    | g/kg  |
| Cálcio          | (mín) | 36,00    | g/kg  |
| Fósforo         | (mín) | 4.800,00 | mg/kg |